

## Dräger DrugTest 5000 Dispositivos de detecção de drogas

Sem pipetas, sem gotas, sem demora: Com o Dräger DrugTest 5000, o teste de drogas é realizado de maneira rápida e simples. A amostra de saliva coletada pode ser analisada imediatamente – para mostrar resultados exatos no local.



## Benefícios

---

### Teste de drogas com amostragem e análise em um único sistema

O testador de drogas, Dräger DrugTest 5000, é composto pelo sistema de amostragem kit de teste Dräger DrugTest 5000 e pelo analisador Dräger DrugTest 5000. Seja para testes em um ponto de controle, seja em testes in loco, o sistema fornece tudo o que você precisa para o primeiro teste. Você sabe, na hora, se a pessoa está sob efeito de drogas.

---

### Pronto para uso imediato com o kit de teste

O kit de teste Dräger DrugTest 5000 proporciona para você um sistema de amostragem pronto para usar. Quer avaliar uma pessoa suspeita? Basta remover a cobertura e entregar o cassete de teste para a pessoa testada, e ela mesma coletará a amostra.

---

### Operação fácil e segura mesmo em condições hostis

Mesmo a pessoa ficar agitada: é possível controlar o analisador com apenas três teclas. A operação é controlada pelo menu. Basta seguir as instruções textuais claras.

---

### Coleta de amostra de saliva (fluido oral) higiênica e indolor

A pessoa submetida ao teste move a parte superior do coletor levemente para trás e para frente entre a bochecha e a gengiva, até que o indicador integrado informe a conclusão da coleta mediante uma descoloração azul. Normalmente, leva menos de um minuto, mas nunca mais de quatro minutos. A pessoa testada então devolve o cassete encapsulado para você, garantindo que não haja contato com a amostra de saliva.

---

### A análise automática proporciona confirmação rápida

A detecção do eventual uso de drogas começa imediatamente depois da coleta da amostra de saliva. Basta deslizar o cassete de teste e o cartucho para o interior do analisador e a análise começará automaticamente, dando a liberdade de prosseguir a atenção com a pessoa testada. O resultado será exibido depois de alguns minutos.

---

### Resultados claros sem margem para dúvidas

O resultado medido é exibido em um texto claro na tela do instrumento. Assim, é praticamente impossível haver interpretações incorretas. É possível adicionar mais detalhes aos resultados por meio do teclado externo, armazená-los ou imprimi-los pela Dräger Mobile Printer (opcional).

## Benefícios

---

### Outras vantagens do kit de teste Dräger DrugTest 5000:

- alto grau de conformidade com amostras de sangue e limites de detecção válidos na Alemanha (confirmado por um teste de campo da German Police University)
  - limite de detecção extremamente baixo para THC, o principal ingrediente ativo da cannabis
  - fácil de usar até com luvas de segurança
  - opera em tensão 230 V ou tomada veicular de 12 V
  - fácil de transportar, pesa 4,5 kg (opção disponível com bolsa de transporte ou maleta robusta)
  - diferentes configurações disponíveis (dependendo do modelo, várias substâncias podem ser detectadas ao mesmo tempo)
  - pode ser usado em temperaturas entre 4 °C e 40 °C
  - pode ser guardado na embalagem original sem qualquer deterioração até 30 °C
- 

### Triagem confiável de medicamentos e drogas

O sistema pode detectar até oito das substâncias/classes de substâncias a seguir com limites de detecção predefinidos (cut-offs):

- Anfetaminas
  - Benzodiazepinas
  - Delta-9-tetra-hidrocanabinol (THC (cannabis))
  - Cocaína
  - Metanfetaminas
  - Opiáceos
  - Metadona
  - Cetamina
- 

### Dräger SSK 5000: Detectar drogas em superfícies ou substâncias

Quer saber na hora se há traços detectáveis de drogas no volante ou se o conteúdo de uma bolsa suspeita contém drogas? Responda facilmente essas perguntas coletando uma amostra com o coletor de amostras Dräger Surface Screening Kit (SSK 5000) e transferindo o espécime para o kit de teste Dräger DrugTest 5000. Assim, é possível analisar a amostra com o analisador Dräger DrugTest 5000.

## Acessórios



ST-3451-2003

### Teclados compactos

- com interface PS2, dimensões aprox. 28,2 × 13,2 × 2,4 cm.
- "QWERTZ" — layout alemão, REF: 8315095
- "QWERTZ" — layout inglês, REF: 8315497
- "AZERTY" — layout Francês, REF: 8315142



ST-8404-2006

### Dräger Mobile Printer

A Dräger Mobile Printer imprime os resultados da medição do teste de álcool no ar expirado e drogas diretamente no local.



D-8115-2022

### Maleta para o Dräger DrugTest 5000

A maleta conveniente para o transporte fácil do sistema DrugTest 5000 proporciona espaço para todos os materiais necessários: analisador DrugTest 5000, impressora móvel, teclado, kits e acessórios de teste.



D-4337-2014

### Maleta reforçada

Para o transporte e envio seguro do Dräger DrugTest 5000, p. ex, para calibrações periódicas. Há espaço para o papel de impressão, bocais, teclado e cabo de alimentação

## Produtos relacionados

D-2621-2022



### Dräger DrugCheck 3000

Use o Dräger DrugCheck 3000 para descobrir em minutos se uma pessoa consumiu recentemente certos tipos de drogas. O teste de drogas com saliva (fluido oral) compacto e rápido dá resultados confiáveis de maneira fácil e econômica. O kit de teste não invasivo não demanda eletricidade e, assim, pode ser usado em qualquer lugar.

ST-13226-2007



### Dräger DCD 5000

Detecção simples, rápida e segura de substâncias tóxicas e drogas: O Dräger DCD 5000 não permite apenas uma fácil coleta de saliva (fluido oral), também é possível armazenar as amostras e enviá-las ao laboratório para análise, sem que a amostra seja falsificada durante o percurso.

D-6296-2009



### Dräger SSK 5000

Ideal para aplicações de teste de drogas em superfícies, o sistema de amostragem Dräger SSK 5000 é rápido e fácil de usar. Quando usado junto com o Dräger DrugTest® 5000, a amostra pode ser transferida para um cassete de testes e ter a contaminação por drogas verificada. Além disso, a amostra pode ser armazenada e transportada para testes adicionais.

D-31888-2020



### Dräger Alcotest® 5000

O Dräger Alcotest® 5000 é um etilômetro profissional que detecta a presença de álcool com tal rapidez que permite a realização de vários testes em pouquíssimo tempo. Seu bocal especial reduz ao máximo o retorno de ar expirado, de modo a prevenir o risco de contaminação para os indivíduos testados.

## Produtos relacionados



D-32068-2020

### Dräger Alcotest® 6000

O Dräger Alcotest® 6000 permite que o usuário profissional faça um teste de alcoolemia com velocidade e precisão. A tecnologia de medição deste etilômetro pequeno e fácil de usar já foi comprovada em todo o mundo e vendida mais de 1.000.000 de vezes.



ST-150.93-2008

### Dräger Alcotest® 7510

Este etilômetro portátil compacto e robusto foi desenvolvido especialmente para aplicações de medição avançadas. Ideal para uso da polícia, do comércio e da indústria como um dispositivo de medição de álcool. O Alcotest® 7510 pode ser usado como um dispositivo evidencial em vários países e mercados.



D-43786-2015

### Dräger Alcotest® 9510

O Dräger Alcotest® 9510 é um etilômetro avançado para aplicações probatórias. É projetado de modo a cumprir requisitos e regulamentos nacionais e internacionais (OIML R 126). Com a tecnologia de sensor duplo, interface sensível ao toque colorida e desenho moderno, o Alcotest® 9510 define padrões elevados.

## Dados técnicos

Tensão de operação	tensão direta 12 V (com a unidade de alimentação que acompanha)
Entrada de energia	normalmente 3 A
Dimensões (L x A x P)	200 x 260 x 250 mm
Peso	4,5 kg
Faixa de operação	Operação: 4 °C a 40 °C Durante o armazenamento/transporte: -20 °C a +60 °C umidade relativa 5 % a 95 % (sem condensação)
Portas	óptica para a impressora, PS/2, USB Slave
Tempo de medição	dependendo do kit de teste usado (normalmente < 9 minutos) opcional: Análise em < 5 minutos aumentando o corte de THC para 25 ng/mL (depois de atualizar o software do aparelho)
Capacidade de armazenamento	500 registros ou medições
Licenças/normas	Licenciado como produto médico na EU de acordo com a Diretiva 98/79/CE sobre dispositivos médicos para diagnóstico in vitro (IVD). Fora da União Europeia para uso não médico (norma) ou para uso forense (conforme UKCA).

## Informações para pedido

Descrição	IVD/Norma	Unidade de embalagem	Código de pedido
Analizador inclui unidade de alimentação (83 15 675) e cabo veicular 12 V	IVD	1 Analizador	83 19 900
Analizador inclui unidade de alimentação (83 15 675)	Norma	1 Analizador	83 23 605
Kits de teste para 8 substâncias* COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET, MTD, KET	IVD	20 peças	83 23 646
	Norma		37 06 092
Conjuntos de teste para 7 substâncias* COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET, MTD	IVD	20 peças	83 23 156
	Norma		83 23 636
Conjuntos de teste para 6 substâncias* COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET	IVD	20 peças	83 19 830
	Norma		83 19 965
Conjuntos de teste para 5 substâncias* COC, OPI, THC, AMP, MET	IVD	20 peças	83 23 439
	Norma		83 21 350
Kits de teste para treinamento (6 kits de teste cada)		6 peças	83 23 640
Kit de teste de treinamento (3 x positivo; 3 x negativo)			
Dräger SSK 5000		20 peças	83 20 490
Teclado compacto, layout de teclado alemão ("QWERTZ")		1 peça	83 15 095
Teclado compacto, layout de teclado inglês ("QWERTY")		1 peça	83 15 497

## Informações para pedido

Teclado compacto, layout de teclado francês ("AZERTY")	1 peça	83 15 142
Leitor de código de barras	1 peça	AG 02 491
Dräger Mobile Printer	1 peça	83 19 310
Maleta para Analisador DrugTest 5000 e acessórios	1 peça	83 22 675
Maleta reforçada para analisador DrugTest 5000	1 peça	83 25 333

\*COC: Cocaína – \*OPI: Opiáceos – \*BZO: Benzodiazepinas – \*THC: Cannabis – \*AMP: Anfetamina – \*MET: Metanfetaminas – \*MTD: Metadona – \*KET: Cetamina

Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países.

As marcas registradas mencionadas só estão registradas em determinados países e não necessariamente no país em que este material é disponibilizado. Para tomar conhecimento do estado atual, consulte o website [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

### SEDE

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Alemanha  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### DRÄGER SAFETY DO BRASIL

**EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.**  
Dräger Safety São Paulo  
Al. Pucurui 51/61  
Tamboré  
06460-100 – Barueri – São Paulo  
Tel +55 (11) 4689 4900

### BAHIA

Filial Camaçari  
Rua Hidrogênio, 2802  
Galpão 03  
Caminho da Árvores  
Polo Industrial de Camaçari  
42816-140 – Camaçari – Bahia

### PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.  
Rua Nossa Senhora da  
Conceição, n.º 3, R/c  
2790-111 Carnaxide  
Tel +351 214 241 750  
Fax +351 211 554 587  
[clientesseguranca.pt@draeger.com](mailto:clientesseguranca.pt@draeger.com)

### RIO DE JANEIRO

Dräger Safety Macaé  
Rua Fiscal Juca, 476  
Novo Cavaleiros  
27933-450 – Macaé – RJ  
Tel +55 (22) 2765 7098

### RIO GRANDE DO SUL

Filial Triunfo  
Rod. Tabai/Canoas, Km 419  
Vila de Contorno, 850  
95853-000 – Triunfo –  
Rio Grande do Sul  
Tel +55 (11) 4689 4900

Localize o seu  
representante de vendas  
regional em:  
[www.draeger.com/contacto](http://www.draeger.com/contacto)

